

¿NO SERIA GENIAL SI LA MEDICINA PUDIERA AVISAR A SU USUARIO CUANDO ES LA HORA DE TOMAR LA MEDICINA?

¿Sería útil saber cuando la toma de medicina se ha atrasado o se ha olvidado del todo?

Hasta un 50% de los usuarios de alguna medicina no sigue las instrucciones para la toma de la medicación (WHO). La causa más frecuente es el olvido involuntario. Según los estudios, para la mayoría de los usuarios que no sigue las instrucciones correctamente, un simple aviso a la hora de tomar la medicina sería suficiente.

Whisper te avisa y registra la toma de la medicina.

Whisper contribuye al funcionamiento correcto del tratamiento médico. Es fácil de usar y seguro. Whisper da un aviso y verifica la toma de la medicina del usuario con una alarma audiovisual ininterrumpible a la hora de tomar la medicina. El usuario detiene la alarma pulsando del único botón del aparato. Whisper registra la detención. Todas estas detenciones pueden ser utilizadas en el seguimiento y planificación de la futura medicación.

Whisper es un producto diseñado en Finlandia.



El uso de Whisper

Whisper está diseñado sobre todo pensando en las necesidades de la gente mayor. Para detener la alarma es suficiente pulsar del único botón del aparato. Hay que mantener el aparato seco y en un lugar donde el usuario puede oír la señal. Por ejemplo, se puede fijar el aparato con su clip en la ropa del usuario, llevarlo con la medicina en el bolsillo o usarlo como un llavero para tenerlo siempre encima. El aparato puede ser conectado a sistemas mecánicos de dosificación, dosificadores de medicina, enganchado a cajas o tabletas de medicina, o se puede fijar por ejemplo a la pared de la nevera o a un calendario de pared.

Accesorio que advierte y recuerda sobre el uso de medicina

El aviso trifásico de Whisper



1) A la hora configurada, el aparato empieza a dar una alarma débil y la señal de luz parpadea durante 10 segundos. El aparato avisa la detención de la alarma con una señal audiovisual.



2) Si el usuario no detiene la alarma, el aparato empieza a dar tres señales de sonido con la luz indicadora encendida cada dos segundos durante 10 minutos.



3) Si el usuario no detiene la alarma durante estos 10 minutos, el aparato cambia al estado aviso de dosificación de medicación retrasada. El aparato se mantiene en este estado hasta que sea detenido desde el botón o hasta la hora de la siguiente toma de la medicina, o hasta que hayan pasado 24 horas.

Cómo guardar las horas de tomar la medicación

Whisper recoge las detenciones de las tomas de medicina en su memoria. Esta información será desempaquetada al programa Whisper.

Cómo programar las horas de las alarmas y verificar los tiempos de detención

Las horas de las alarmas son introducidas con un programa Whisper suministrado con el producto y muy fácil de usar. La interface del usuario es una pantalla con un calendario donde se elige las horas de las alarmas con el ratón. También se puede añadir el nombre del usuario en caso de querer programar varios aparatos con el mismo ordenador, por ejemplo en centros de asistencia sanitaria, atención doméstica o farmacia. Si en el ordenador existen datos de varios usuarios, el programa sabe conectar cada aparato con su usuario. Whisper se conecta a un ordenador con un cable suministrado con el producto. La programación dura 1-2 minutos y el aparato está listo para su uso inmediatamente.

La información de las detenciones de un aparato Whisper en uso se pueden ver en el programa Whisper. Las alarmas programadas y sus detenciones aparecen automáticamente. Este historial es información de gran uso a la hora de planificar la medicación.

- Si el paciente no muestra la mejora esperada con la medicación, se puede verificar si el paciente ha tomado la medicación según las instrucciones periódicamente.
- Si se ve que el paciente ha hecho las detenciones regularmente con un retraso, o no las ha hecho, se puede cambiar la hora de toma de la medicación.
- Si las detenciones son irregulares continuamente, se puede analizar la causa y corregir la situación.



Información técnica

Whisper contiene un control de datos interior innovador. El intervalo de cambio de pilas es aproximadamente cada 2000 alarmas. El dispositivo notifica al usuario con mucha antelación la llegada de la hora del cambio de pilas. El cambio de pilas debe ser hecho por mantenimiento oficial Whisper, que a la vez revisa el aparato y verifica su funcionamiento. La familia de productos Whisper cumple con los requerimientos de calidad y fiabilidad mencionados en las directivas europeas para los dispositivos médicos.

Tamaño: 60 mm * 28 mm * 8 mm | Peso: 30 g | Documentos de idoneidad globales (Class 1 medical device)

Información adicional: www.ciegus.com

¡ATENCIÓN! El teléfono móvil o los mensajes de texto no son adecuados para avisos médicos por su baja fiabilidad. El teléfono móvil no cumple con los requerimientos de un dispositivo médico. Sin embargo, los mensajes de texto pueden ser usados como para motivar a los usuarios de medicina. Información adicional: www.ciegus.com